



# CULTIVANDO MICROORGANISMOS

No se pueden abrir las placas de Petri donde se han cultivado las bacterias.



## MATERIALES:

- Placas de Petri con agbar.
- Bastoncillos.

2 EMPAPA CADA BASTONCILLO EN EL UNGÜENTO QUE CONTIENE LA PLACA.



4 VOLTEA LAS PLACAS PARA OBSERVAR MEJOR, SI PUEDES, DÉJALAS CERCA DE UN RADIADOR Y ESPERA UN PAR DE DÍAS.



1

FROTA LOS BASTONCILLOS EN DIFERENTES SUPERFICIES: MESA, DEDOS (LIMPIOS Y NO TAN LIMPIOS), PICAPORTE, ETC.



3

TAPA LA PLACA Y ANOTA DE QUÉ MUESTRA SE TRATA: MESA, ORDENADOR, DEDOS, ETC.

5

SIN ABRIR LAS PLACAS, OBSERVA LAS DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS PLACAS Y RELACIONALO CON LAS SUPERFICIES DE LAS QUE SE TOMARON LAS MUESTRAS.

